



แคะตาล็อกทัวไป

V.06.23

MAGAPOR



Just for pigs

มากกว่า 35 ปีในการนำเสนอโซลูชันที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
สร้างสรรค์สำหรับการผสมเทียมในสุกร

จิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมของเราได้ขับเคลื่อนแผนกวิจัยและพัฒนา เรามีสห
สาขาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยนักชีวเคมี, สัตวแพทย์, วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพื่
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ สำหรับภาคส่วนของเรา

จุดเด่นของเราเกิดขึ้นจากคุณลักษณะและมุมมองสำคัญสามประการของบริษัท :

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ของสุกร
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร
- บริการด้านเทคนิคโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกตัว



แคตตาล็อกขององค์กร Magapor ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแคตตาล็อกนี้ ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ

© Magapor, S.L. ผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแตกต่างไปข้อความและรูปภาพที่แสดงไว้

Magapor

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ของ
สุกร

ความทุ่มเทของ Magapor ในการทำฟาร์มสุกร
ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของเรา

R&D (งานวิจัยและพัฒนา)

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์
และพิเศษเฉพาะ

การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐานของ
Magapor ซึ่งช่วยให้เราสามารถแนะนำโซลูชันที่ใช้ได้
จริงให้กับตลาด

ความทุ่มเท

บริการด้านเทคนิคสำหรับลูกค้าของ
เรา

การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องและความ
มุ่งมั่นของเราในการถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเป็น

เทคโนโลยี

อุปกรณ์แบบสมาร์ทพร้อมการตรวจสอบ
ย้อนกลับ

วิศวกรรมและโปรแกรมเมอร์ของเราพัฒนา
อุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้ความเรียบง่ายและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ในการใช้งาน

ความไว้วางใจ

การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดของเรา

เราวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการ
ผลิตส่วนขยายการควบคุม RTC (การควบคุมคุณภาพ
พืชต่อระบบสืบพันธุ์) ในพลาสติกใสในรูปหรือการ
ควบคุมการสืบพันธุ์ทางชีวภาพ

ความปลอดภัย

เราทำงานโดยใช้โปรโตคอลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

กระบวนการผลิตทั้งหมดของเราดำเนินการภายใต้
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การ
ซ้อมแซบ ซึ่งดำเนินการในโรงงานอื่นที่ไม่ใช่โรงงานหลัก

GESIPOR 360

ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการผลิตปริมาณน้ำเชื้อแบบครบวงจร

ความสามารถในการตรวจ
สอบย้อนกลับโดยรวมใน
การผลิตน้ำเชื้อ



สุกรตัวผู้



การวิเคราะห์



การแจ้งข่าวสารละลาย



บรรจุภัณฑ์



การติดตาม



การวางแผน



พินิจศาสตร์



ผู้ปฏิบัติงาน

+ โมดูลการวิเคราะห์



รายงานเฉพาะตัวบุคคล
รายงานของศูนย์
ผลผลิต
การตรวจสอบสารสกัด



+ โมดูลการติดตาม




แผนสุขภาพ
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
การเยี่ยมชม
คลังสินค้า



+ โมดูลคำสั่งซื้อ



คำสั่งซื้อ
หมายเลขการจัดส่ง
สต็อก
ข้อมูลการขนส่ง



▶ ปรับให้เข้ากับความต้องการของ
ผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้
สามารถควบคุมตัวแปรในการผลิต
ของพ่อพันธุ์สุกรทั้งหมดได้

- การคาดการณ์และกำหนดเวลาการสกัด
- กำหนดมาตรฐานและบันทึกกร
ะบวนการผลิต (การวิเคราะห์,
การแจ้งและบรรจุภัณฑ์)
- จัดการคำสั่งซื้อและหมายเหตุในการจ
ัดส่ง
- ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผล
ิตปริมาณได้อย่างสมบูรณ์
- เฝ้าติดตามและควบคุมแผนสุขภาพของพ
อพันธุ์สุกร
- เสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านรายงานที่จัดท
าเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะ:

- ผู้ใช้หลายคนและหลายศูนย์
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
(ดูฟังก์ชันการทำงาน Magapor
Integrated System)
- โฮมดออนไลน์และออฟไลน์

ข้อดี:

- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
- ใช้งานง่าย
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยแผนกไอทีแล
ะวิจัยและพัฒนาของเรา

 PRACTICAL
INNOVATION

ใช้งานง่าย,
ช่วยให้คุณ
จัดการการผลิต
และตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างเต็ม
ที่ในทุกที่ทุกเวลา
ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน

ระบบ ธนาคารของ MAGAPOR

ระบบอัตโนมัติทั้งหมด: การตั้งเวลา + การรวบรวม + การวิเคราะห์ + การเจือจาง + บรรจุภัณฑ์



Gesipor ช่วยให้สามารถรวมกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเชื้อได้โดยอัตโนมัติด้วยการตรวจสอบย้อนกลับที่ถูกต้อง ตั้งแต่การรวบรวมจนกระทั่งไปยังฟาร์ม โดยใช้แนวคิดการทำงานของ Magapor Integrated System

กระแสข้อมูลได้รับการดูแลและจัดการผ่านซอฟต์แวร์ Gesipor เพื่อการควบคุมและวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างสมบูรณ์

เพิ่มผลลัพธ์ของฟาร์ม



เครื่องพิมพ์ ZEBRA

เครื่องพิมพ์ความร้อนเพื่อเชื่อมโยงกับ Gesipor



ฉลากที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว

1000 แผ่น
10 x กล่อง



เครื่องอ่านบาร์โค้ด

ป้อนข้อมูลอัตโนมัติใน Gesipor

ERGOS

การเก็บรวบรวมด้วยมือ

ความสะดวกสบาย, ความทนทาน
และสุนทรมานระหว่างการเก็บ



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm

 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- อเนกประสงค์: สำหรับทั้งการรวบรวมด้วยตนเองและการรวบรวมอัตโนมัติด้วย Autocollect
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: สะดวก


- บายและปลอดภัยสำหรับสกรูตัวผู้, ยึดติดกับพื้นเพื่อการรองรับที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- มีความทนทาน, ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็ว:

- สร้างจากสแตนเลสสตีล
- เหมาะสำหรับสกรูตัวผู้ใด ๆ: ปรับความสูงได้ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์เสริม



ERGOS GUARD

ตัวป้องกันสแตนเลสสตีลเพื่อป้องกัน Autocollect จากนกและนกที่อาจเกิดขึ้น



ERGOS EXTENSION

สารละลายที่ใช้งานได้สำหรับสกรูตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่ สร้างจากสแตนเลส

AUTOCOLLECT

ระบบสำหรับรวบรวมการหลั่งน้ำเชื้อ
อัตโนมัติ



เพิ่มปริมาณการผลิต
น้ำเชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้
ถึง 40%

ประกอบด้วยคู่มือการเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถติดตั้งภายในคัมมี่ Ergos และ
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อตัด Autocollect Cervix และกระดกเก็บอุณหภูมิตัว

- มีตำแหน่งการเคลื่อนย้ายหัวคัมมี่หรือเป็นอิสระสำหรับสัตว์
- สุกรตัวผู้จะหลุดออกมาหลังจากการหลั่งน้ำเชื้อ
- ตำแหน่งจะป้องกันกระดกเก็บอุณหภูมิตัวที่เก็บรวบรวมจากการหลั่งของสุกรตัวผู้



> ข้อดีของคัมมี่ Ergos + Autocollect

- เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำเชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้ถึง 40%
- ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมจากสุกรตัวผู้ได้สองตัวในเวลาเดียวกัน
- ลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน, ทำให้กระบวนการรวบรวมมีมาตรฐาน
- เหมาะสำหรับทุกสายพันธุ์และทุกสถานที่
- อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
- ถูกสุขอนามัย: ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของแบคทีเรียในการหลั่งน้ำเชื้อ



300 หน่วย/กล่อง
1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX

ความสะดวกสบายและสุขอนามัย

- ใช้แล้วทิ้ง, ช่วยปกป้องและป้องกันการบาดเจ็บที่อวัยวะเพศของสุกรตัวผู้, ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างพอดีและเพิ่มการกระตุ้น
- ป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยการปรับปรุงสุขอนามัยระหว่างการเก็บ




› ERGOS MOBILITY

หุ่นตัวมีเกิ้ล่อนย้ายได้

- ขนย้ายสะดวก
- สะดวกสบายสำหรับสกรูตัวผู้
- แข็งแรงสร้างจากสแตนเลสสตีล
- ถูกสุขอนามัยทำความสะอาดง่าย

CE  19 Kg
80 x 40 x 55 cm  21 Kg
95 x 50 x 60 cm



 15 Kg
100 x 150 x 2 cm

เสื่อกันลื่น



กระติกเก็บอุณหภูมิสำหรับเก็บน้ำชื้อ



แผ่นกระจก

 20 แผ่น
50 หน่วย/แพ็ค  400 ml



ฟลิตเตอร์

 200 หน่วย/กล่อง  Ø240 mm



GSP READER (เครื่องอ่าน GSP)
ระบุตัวผู้ปฏิบัติงานและสุกรตัวผู้ได้ทันที




เครื่องพิมพ์ GSP
เครื่องพิมพ์ความร้อนแบบสุญญากาศ



พวงกุญแจ GSP
สำหรับการระบุตัวผู้ปฏิบัติงาน




แท็ก GSP
สำหรับระบุตัวสุกรตัวผู้



MAGAVISION

ระบบ CASA ที่ประเมินคุณภาพน้ำเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

รวดเร็ว, ง่ายดายและแม่นยำ



MAGAVISION
tech

MAGAVISION
prem

MAGAVISION
sci

MAGAVISION
one



ระบบ
งานการของ
MAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x 55 cm

> ระบบ CASA สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อโดยเฉพาะสำหรับน้ำเชื้ออสุกรตัวผู้ ซึ่งจะช่วยให้อาการวิเคราะห์ของคุณภาพน้ำเชื้อหลักได้ตามวัตถุประสงค์และมีมาตรฐาน:

- การเคลื่อนไหว (แบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- ความเข้มข้น
- รูปแบบที่ผิดปกติ

การวิเคราะห์การหลั่งอย่างสมบูรณ์และเรียบง่าย:

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแน่นอน
- การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว น้อยกว่า 2 นาที
- บอกจำนวนปริมาณน้ำเชื้อ
- ทำการวิเคราะห์ตัวแปรของความเข้มข้นของการเคลื่อนไหว
- ข้อมูลทั้งหมดสามารถเก็บถาวรในฐานข้อมูล Gesipor



ห้องนับจำนวน

5 การวิเคราะห์ต่อห้อง

25 หน่วย



ไมโครปีเปต

0.5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร

MAGASLIDE

แผ่นเพลความร้อน



- ติดตั้งตัวควบคุม PID ที่นำเสนอการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำมาก และให้ความร้อนที่ละน้อยๆ ได้ดีขึ้น ในขณะทำการสั่นไหว
- ตัวควบคุมที่แบบอย่างขนาด 0.1°C.
- สร้างจากสแตนเลส
- การกระจายของอุณหภูมิที่เท่ากันทั่วพื้นผิวทั้งหมดของแผ่นเพล

5,3 Kg 50 x 40 x 15 cm 4,5 Kg 31 x 26 x 6,5 cm CE

MAGACELL

เครื่องวัดแอสซี



การคำนวณปริมาณน้ำเชื้อ

- การอ่านค่าการดูดซับกันที่หรือข้อมูลของปริมาณโดยตรง
- เครื่องอ่านดิจิตอล LCD ความคมชัดสูง
- ความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณจำนวนโคส

3 Kg 29 x 31 x 19 cm

ถ้วยรอง

ถ้วยรองแบ่งสี่เหลี่ยมมาตรฐาน

โบบัสและโปร่งใส่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต

100 หน่วย/กล่อง



กล้องจุลทรรศน์

ตามหลักสรีรศาสตร์มีความแข็งแรงสูงและมีศักยภาพพร้อมการควบคุม
แกนทั้งสองด้านสำหรับการโฟกัสแบบมาโครและไมโครเมตร



MASTER 3 กล้องจุลทรรศน์สองตา

วัตถุประสงค: 4X - 10X - 40X - 100X

9 Kg
35 x 38 x 50 cm



MASTER 5 กล้องจุลทรรศน์สามตา

ให้ความเป็นไปได้ในการรวมเฟสคอนทราสต์

วัตถุประสงค: 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

13 Kg
60 x 47 x 38 cm



น้ำมันสำหรับแช่

30 ml



สีย้อม EOSIN-NIGROSIN


25 ml



ช่องนับเซลล์เบอร์เกอร์



ปิเปต



สไลด์และแผ่นปิด



ไมโครปิเปตและส่วนปลาย

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง

Spermax, Duragen และ Vitasem




- > Spermax, Duragen หรือ Vitasem ประสิทธิภาพสูงให้การปกป้องสูงสุดเพิ่มความสามารถในการปฏิสนธิสูงสุดของปริมาณน้ำเชื้อและมีส่วนช่วยในการผลิตสุกรในฟาร์มอย่างแน่นอน

ให้ผลการปฏิสนธิมากที่สุด

สร้างความแตกต่างในการควบคุมคุณภาพ

Magapor ดำเนินการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดสำหรับสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง



ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด



SPERMAX

Spermax เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อรุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดย Magapor

สูตรนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ประกอบด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ, ตัวป้องกันเยื่อเมมเบรนและสารตั้งต้นของพลังงานรุ่นล่าสุด

- รักษาการทำงานของไมโทคอนเดรียภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของอสุจิกับระบบสืบพันธุ์ของเพศเมีย
- ปกป้องตัวอสุจิระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง รับประกันความมีชีวิตสูงสุดเมื่อปฏิสนธิ
- ให้พลังงานสูงสุดสำหรับตัวอสุจิและการป้องกันในระยะยาวสำหรับปริมาณน้ำเชื้ออสุจิ
- ปรับปรุงปฏิกริยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

Spermax จะให้ความหมายเหมือนกับกับควาอบอุ่นใจระหว่างการจัดเก็บและการขนส่งในระยะทางทั้งใกล้และไกล, รับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



DURAGEN

Duragen ให้การป้องกันปริมาณน้ำเชื้ออย่างมีนัยสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สูตรนี้เป็นการผสมผสานที่สมดุลระหว่างสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันเยื่อเมมเบรนที่จะ:

- ให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการเสื่อมสภาพของสเปิร์มเพราะกระบวนการออกซิเดชันของเยื่อเมมเบรนอสุจิ
- หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอสุจีก่อนกำหนดในสถานการณ์ที่มีความต้องการมากที่สุด
- มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่กว้างขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับการปกป้องมากขึ้น

Duragen บ่มองกับความเครียดจากความร้อนที่อสุจิสามารถรับได้ เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำเชื้อโดยการเจือจางในสองขั้นตอน



VITASEM

VitaseM เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูงตัวแรกของเรา

แสดงถึงการก้าวกระโดดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อเทียบกับสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อระยะสั้นและระยะกลาง ความสำเร็จของ VitaseM ขึ้นอยู่กับสูตรซึ่ง:

- ปกป้องอสุจิจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
- มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันเยื่อเมมเบรน
- มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะที่ทำให้มั่นใจได้ว่า มีการรักษา น้ำเชื้อ

VitaseM ช่วยให้มีใจในการเก็บรักษาปริมาณน้ำเชื้อที่ถูกต้อง



รูปแบบที่มีให้บริการ



ขนาดบรรจุภัณฑ์

	กล่องเล็ก	กล่องใหญ่
1 ลิตร	25 ซอง	6 กล่องเล็ก
5 ลิตร	-----	60 ซอง
100 ลิตร	-----	3 ซอง

	กล่องเล็ก	กล่องใหญ่
1 ลิตร	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39.5 x 23.5 x 30 cm - 8 Kg
5 ลิตร	-----	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg
100 ลิตร	-----	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg



HIGH
PERFORMANCE
EXTENDERS

ค่า pH ที่เหมาะสม
6,9 - 7,5

เวลาการทำให้เสถียร
15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด
290 - 320 (mOsm/Kg)

ความนำไฟฟ้าในสารละลาย
8,50 - 11

°BRIX
3,8 - 4,5

OPTIM-IA และ BIOPIG

Magapor Extender สำหรับเก็บรักษาน้ำเชื้อ



OPTIM-IA

สารละลายชีวภาพด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของ Magapor เพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อ สูตรนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียและควบคุมความจุและส่งผลให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในปริมาณน้ำเชื้อที่ผลิต

ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพของ Magapor



BIO PIG

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ BTS ที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมการป้องกันยาปฏิชีวนะในวงกว้าง

ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพของ Magapor

OPTIM-IA
BIOPIG

ค่า pH ที่เหมาะสม
6,9 - 7,5

เวลาการทำให้เสถียร
15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด
325 - 350 (mOsm/Kg)

ความนำไฟฟ้าในสารละลาย
5,50 - 8

°BRIX
4,2 - 4,9



รูปแบบที่มีให้บริการ

กล่องใหญ่	
1 ลิตร	200 ซอง
5 ลิตร	60 ซอง
100 ลิตร	3 ซอง



ขนาดบรรจุภัณฑ์

กล่องใหญ่	
1 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 10,5 Kg
5 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14,5 Kg



DICOL

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อสำหรับเก็บน้ำเชื้อ



โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันและการต่อสู้กับการปนเปื้อน



Dicol เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด ซึ่งคิดค้นโดย Magapor เพื่อแก้ไขปัญหการปนเปื้อน

ใช้เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อเพื่อการเก็บรวบรวมในระหว่างขั้นตอนการเก็บรวบรวมซึ่งรับประกันการฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วและควบคุมการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อนที่จะเจือจางขั้นสุดท้ายด้วยสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ Magapor ตามปกติ



กล่องเล็ก: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
กล่องใหญ่: 39.5 x 23.5 x 30 cm 9 Kg




รูปแบบสำหรับ 1 สตร
25 ช่อง x 6 กล่องเล็ก



**PRACTICAL
INNOVATION**

สุกรพ่อพันธุ์ที่มีปัญหาการปนเปื้อนสามารถดำเนินการผลิตน้ำเชื้อต่อไปได้ด้วยผลผลิตที่ดีต่อฟาร์มเนื่องจากการใช้ DICOL

ค่า pH ที่เหมาะสม	เวลาการทำไอสต์ริช	ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด	ความนำไฟฟ้าในสารละลาย	°BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



น้ำเชื้อที่ได้รับการดำเนินการด้วย Dicol



น้ำเชื้อที่ปนเปื้อน

EXTENDERBOX

อุปกรณ์สำหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่
สร้างขึ้นใหม่

ให้ปริมาณสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่
ต้องการตามอุณหภูมิที่ต้องการ, ด้รับ
การตั้งค่าใหม่อย่างแม่นยำและไม่ต้องรอ
เวลา

PRACTICAL
INNOVATION



CE

ระบบ
รอกการของ
MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล:

- ให้ความร้อนเฉพาะน้ำที่จำเป็น
- การไหลของน้ำและสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้ออย่างต่อเนื่อง
- สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อพร้อมการไหลที่ 90 ลิตร/ชั่วโมง

ความแม่นยำ:

- ปริมาณที่แน่นอน (+/- 1gr)

ความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย:

- ระบบปิดช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของน้ำ

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



230 V - 50-60 Hz - 2500w
การไหลสูงสุด 2 L/min
ความจุเครื่องสูงสุด 12 Kg
ความละเอียด +/- 1gr



NEXTEN 300

ออสโมซิส, การเจือจางและอุปกรณ์จ่ายสำหรับเครื่องอัตโนมัติที่สร้างขึ้นใหม่

กระบวนการเจือจาง
ทั้งหมดในอุปกรณ์
เดียว

PRACTICAL
INNOVATION

ใหม่



- จัดการกระบวนการผลิตของสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่สร้างขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การออสโมซิสของน้ำไปจนถึงการจ่ายของสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้ออย่างแม่นยำ, ควบคุมการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ

สขอนามัย:

- ทำความสะอาดอุปกรณ์อัตโนมัติ

ความเร็ว:

- เตรียมการเจือจางได้ 60 ลิตรทุกๆ 10 นาที

การเชื่อมต่อ:

- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับการทำงานระยะไกลหรือในแหล่งกำเนิด

Nexten 300 มาพร้อมกับ:

- อุปกรณ์ออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis)
- ถังน้ำ (300 ลิตร).
- เครื่องทำความร้อนแบบไหลต่อเนื่อง
- ถังเจือจาง (60 ลิตร)
- เครื่องสำหรับตรวจ (การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำ)
- หลอดอัลตราไวโอเล็ต 3 หลอด



E-DISPENSER

อุปกรณ์เก็บน้ำเชื้อที่มีความแม่นยำสูงสุด



> ให้ปรีมาตรที่ต้องการด้วยความเร็วสูงและแม่นยำมากด้วยปั๊มสุญญากาศของเหลวแบบรีดกักที่มีอัตราการไหลสูงในตัวและสเกลที่มีความแม่นยำ

การเชื่อมต่อ

สามารถป้อนข้อมูลงานผ่าน:

- หน้าจอสัมผัส
- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านอีเทอร์เน็ต การส่งคำสั่งงานผ่าน Gesipor 3.0
- การอ่านบาร์โค้ด



ระบบ
รายการของ
MAGAPOR

29 Kg
40 x 37 x 29 cm

32 Kg
60 x 42 x 52 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



50/60 Hz | 250W | 110/230 V

การไหลที่ กำหนด/สูงสุด 10
ลิตร/นาฬิกา (น้ำกลั่น)

ความจุและความละเอียดสูงสุดของเครื่องชั่ง 20 kg +/- 2gr

EASYDIL

ถังสำหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่สร้างขึ้นใหม่



> อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการอุ่นและผสมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อได้ถึง 100 ลิตร

- สร้างจากสเตนเลสทั้งหมด
- มีเครื่องกวนแม่เหล็ก
- ตัวควบคุมอุณหภูมิชนิด PID สำหรับการควบคุมที่แม่นยำโดยมีความผิดพลาดที่คาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.1°C
- ช่องใบพัดสำหรับตีและกวนของเหลว
- สัมผัสพลังงานไฟฟ้าต่ำ



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



230 V | 50/60 Hz

กำลังไฟ 750W

ความแม่นยำ +/- 0,1°C

ความเร็วของเครื่องกวน 0-400 rpm

เวลาอุ่นเครื่อง: 100 ลิตร 3-4 ชม

OSMO6

อุปกรณ์ออสโมซิสผันทกลับ (Reverse osmosis)

อุปกรณ์ที่ผลิตน้ำกลั่นประเภท II (ASTM) โดยใช้ น้ำดื่มจากแหล่งจ่ายน้ำสาธารณะ:

- ติดตั้งเป็นระบบอุปกรณ์ออสโมซิสผันทกลับ (จาก 240 ลิตร/วัน)
- ตัวเครื่องประกอบได้ง่ายเพื่อการเข้าถึงตัวกรองและการเปลี่ยนที่สะดวกง่ายดาย
- การอ่านค่าการนำไฟฟ้าทันที 3 จุด
- การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม RS232
- ถังสเปกเลสพร้อมชั้นเซอร์วิคัลและหลอดอัลตราไวโอเลตตั้งแต่ 100 ลิตร (เป็นอุปกรณ์เสริม)



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



OSMO6 ใช้ชุดตัวกรองและชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนเป็น

ประจำเพื่อให้ได้น้ำที่ผลิตได้คุณภาพสูงสุด:

- คลับปรับสภาพถ่านกัมมันต์แบบเบ็ด

- คลับเรซิน
- คลับอะไมโครบิก
- เยื่อเมมเบรนออสโมซิสผันทกลับ

ความต้านทานของน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้คือ $\geq 5 \text{ M}\Omega\text{cm}$ ที่ 25°C

น้ำที่ผลิตได้มีคุณสมบัติตรงหรือเกินกว่ามาตรฐาน ASTM, CAP, CLSI and ISO 3696/BS 3997



BM 20

อ่างน้ำ

- ผลิตจากสแตนเลสทั้งหมด
- ความจุขนาด 20 ลิตร
- การควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลพร้อมตัวควบคุมความแม่นยำสูงแม่นยำถึง 0.1°C
- ช่วงอุณหภูมิ 30–40°C.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



น้ำกลั่น

น้ำกลั่นประเภทที่ 2

5L
4 x ถัง



สีย้อม

สำหรับการทำเครื่องหมายปริมาตร

20 ml



ขวดโหลและกระเป๋

สำหรับ 3 และ 5 ลิตร



ถุงมือ

ถุงมือไนล่อนหรือยางลาเท็กซ์แบบใช้แล้วทิ้ง

SAVOGERM

สบู่ที่มีค่า pH เป็นกลาง

5L
4 x ถัง



กระเป๋ 100 ลิตร

ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง 100 ลิตร

BAGMATIC

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ
950 หน่วย/ชั่วโมง

รวดเร็วยิ่งขึ้น, หลากหลาย
มากขึ้น, ใช้งานง่ายมากขึ้น



> บรรจุภัณฑ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ:

- บรรจุได้ 950 หน่วย/ชม.
- ความแม่นยำในปริมาณน้ำเชื้อ +/- 1 กรัมในกรณีที่ใช้ตราข้างข้าง

ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ:

- ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติสำหรับการวินิจฉัยเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากคอมพิวเตอร์

ทำความสะอาดง่าย:

- สร้างจากสแตนเลสสตีลและอลูมิเนียมโมโนโคซิส
- เครื่องติดตั้งภายในอุปกรณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านถาดแบบถอดได้ซึ่งป้องกันการกระเซ็น

การดูแลบำรุงรักษาได้ง่าย:

- กลไกการบำรุงรักษาตัว
- ติดตั้งเครื่องตรวจสอบจับกระเป๋
- ใช้ทั้งถุงใบแรกและถุงใบสุดท้ายในม้วน

» สามารถใช้งานกับท่อเติมแบบใช้แล้วทิ้งของ Hygitube

ใช้งานได้ทั้งถุงน้ำเชื้อ (ไม่เกิน 90 มล.) และถุงเล็ก (สูงสุด 45 มล.)

อุปกรณ์เสริม:
ที่หนีบเสริม
สเกลชั่งน้ำหนัก

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
แรงดันขณะใช้งาน 6-8 บาร์



ระบบ
ระบายของ
MAGAPOR

85 Kg
135 x 75 x 50 cm

97 Kg
60 x 80 x 93 cm



SIMPLYMATIC

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ 900 หน่วย/ชั่วโมง

โซลูชันที่เรียบง่ายและใช้งาน
ง่ายสำหรับกระบวนการบรรจุ
หีบห่อโดยอัตโนมัติ

PRACTICAL
INNOVATION



CE

50 Kg
120 x 65 x 35 cm

64 Kg
60 x 80 x 93 cm

> รวดเร็ว, สะดวกและทนทาน:

- โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานด้วยส่วนประกอบของอลูมิเนียมและสแตนเลสสตีล
- โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานในโปรไฟล์อลูมิเนียมและสแตนเลสสตีล



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
แรงดันขณะใช้งาน 6-8 บาร์
มีขนาด 1250 ลูก

SIMPLYBAG

บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายของน้ำเชื้อ



- ปิดผนึกโดยใช้ที่หนีบด้วยมือ
- รองรับการใช้งานด้วยมือสำหรับถุงเก็บน้ำเชื้อ 6 ลูกและม้วนถุงเก็บน้ำเชื้อ
- โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม

CE

5 Kg
95 x 20 x 32 cm

6 Kg
50 x 40 x 16 cm

SEMENBAG และ SMALLBAG

ภาชนะบรรจุที่มี
RTC

ถุงบรรจุน้ำเชื้อที่มีการควบคุมความเป็นพิษต่อการเกิดซ้ำ (RTC)



> ด้วยผลผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพ
ที่เข้มงวดที่สุด ทำให้ Semenbag
และ Smallbag เก็บรักษาน้ำ
เชื้อไว้ภายใต้สภาวะที่ดีที่สุด
บรรจุก่อนใช้และรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ความสะดวกสบายของสุกรพ่อพันธุ์

- ถุงน้ำเชื้อ Semenbags และ
Smallbags อัตราบรรจุรวมแล้ว 1250
ชิ้นช่วยให้ลดระยะเวลาในการเปลี่ย
ยนม้วน

- บรรจุก่อนใช้ภายนอกแบบมาเพื่อประ
หยัดพื้นที่และใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเมื่อ
เปลี่ยนม้วน



SEMENBAG อัตราโนมัต

1 ม้วน x 1250 หน่วย 6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SMALLBAG อัตราโนมัต

1 ม้วน x 1250 หน่วย 6,5 Kg
41 x 41 x 30 cm



SEMENBAG ทำด้วยมือ

พรีคัท

3 ม้วน x 500 หน่วย 9,3 Kg
60 x 40 x 28 cm



RTC

การควบคุมความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์



RTC เป็นชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่ Magapor ดำเนินการในระดับเคมีและชีวภาพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวชิราวุธ, บบบรรจุกัมมันท์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ "ปลอดภัยสำหรับการสืบพันธุ์"

กระบวนการที่เข้มงวดมีขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการมีอยู่ของ Phthalates, Bisphenol A, Badge, Cyclic lactone และ PVC ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยการเคลื่อนย้ายปริมาณน้ำเชื้อ



กุลเลอร์สำหรับน้ำเชื้อ

อุปกรณ์ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการช็อกจากความร้อนและรักษาน้ำเชื้อให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

- การควบคุมอุณหภูมิด้วยโซนที่เป็นกลางซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์
- การหมุนเวียนอากาศเพื่ออุณหภูมิที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ
- เทอร์โมสตัทพร้อมสัญญาณเตือน
- ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1°C. อุณหภูมิภายในช่วง 15-40°C



Z-100

- ปริมาณที่กำหนด: 130 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 280
- กำลังไฟ: 65 วัตต์

CE 29 Kg 55 x 60 x 84 cm 31 Kg 57 x 60 x 88 cm

Z-300

- ปริมาณที่กำหนด: 241 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 520
- กำลังไฟ: 200 วัตต์

CE 48 Kg 56 x 62 x 125 cm 51 Kg 60 x 68 x 140 cm

Z-450

- ปริมาณที่กำหนด: 344 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 680
- กำลังไฟ: 270 วัตต์

CE 70 Kg 60 x 74 x 185 cm 72 Kg 72 x 76 x 190 cm

COOL BOX

NT-30

- ความร้อนและความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกของเซลล์เพลเทียร์
- ตัวควบคุมดิจิทัลที่มีความละเอียด 0.1°C
- โซนที่เป็นกลางในตัวซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของกล่องและยืดอายุการใช้งาน
- ได้ระดับคะแนน A+ ในการลดการใช้พลังงานได้ 25%
- กำลังไฟ: 75 / 65-80 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า 220 VAC/12-24 โวลต์กระแสตรง
- ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์
- การใช้พลังงานไฟฟ้า 4 แอมแปร์
- ปริมาณที่กำหนด: NT-30 34 L
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด NT-30 120



CE

 10 Kg
54 x 36 x 46 cm
 11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm

NT-110

- ทำความร้อนและระบายความร้อนด้วยวงจรการอัดแก๊ส
- ตัวควบคุมดิจิทัลที่มีความละเอียด 0.1°C
- โซนที่เป็นกลางในตัวซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของกล่องและยืดอายุการใช้งาน
- องค์ประกอบการระบายความร้อนที่ปราศจากสาร CFC
- ได้ระดับคะแนน A+ ในการลดการใช้พลังงานได้ 25%
- กำลังไฟ: 220/75 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า 100-240 VAC/12-24 โวลต์กระแสตรง
- ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์
- การใช้พลังงานไฟฟ้า 10 แอมแปร์
- ปริมาณที่กำหนด: 95 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 435



CE

 33 Kg
96 x 53 x 47 cm
 38 Kg
100 x 58 x 53 cm



DATALOGGER USB

การอ่านและการจัดเก็บอุณหภูมิ

DATAPAD

สำหรับการอ่านและกำหนดค่าโดยตรง



สายสวนโพลี

มี/ไม่มีอะแดปเตอร์

มีอะแดปเตอร์ 800 หน่วย/กล่อง
ไม่มีอะแดปเตอร์ 1000 หน่วย/กล่อง

11 Kg
40 x 60 x 46 cm



สายสวนโพลีเคลือบ

500 หน่วย/กล่อง

7 Kg
40 x 60 x 26 cm



สายสวนเกลียวสีเหลือง

1000 หน่วย/กล่อง

18 Kg
40 x 60 x 45 cm



สายสวนเกลียวสีส้ม

1000 หน่วย/กล่อง

20 Kg
40 x 60 x 45 cm



iGREEN®
ecocatheter

สายสวน iGREEN

Ecocatheter

สายสวนแบบแรกที่มีหัวแบบย่อยสลาย
ได้สำหรับการพสมเทียบสุญ

PRACTICAL
INNOVATION

500 หน่วย/กล่อง

6 Kg
40 x 80 x 35 cm

สายสวนสำหรับการผสมเทียมหลังคลอดลูก

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ทำงานด้านการผสมเทียมหลังคลอดลูก



MAGAXS




MAGAPLUS S

- ออกแบบและความยืดหยุ่นเพื่อการผสมเทียมที่ทำได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อแม่สุกร



MAGAX




MAGAPLUS

- ไม่จำเป็นต้องใช้สายสวนนำทาง



MAGAXN




MAGAPLUS N

- ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉพาะสำหรับแม่สุกรที่ไม่มีครรภ์



MAGAXDD



MAGAPLUS DD

- การตรวจสอบการสะสองครั้งสำหรับการผสมเทียมในมดลูกส่วนลึก



MAGASCAN

เครื่องอัลตราซาวด์ Wi-Fi

- ความลึก: ปรับได้ 100-180 มม.
- ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือ (แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน)
- การวัดระยะทางพื้นที่และสูตรศาสตร์
- เครื่องมือตรวจสอบและเก็บเลือดกับน้ำ
- ให้ภาพมีคุณภาพสูง
- พร้อมขนาด 8 นิ้วและฝาครอบป้องกัน
- พร้อมกระเป๋าพพา



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm



3 Kg
50 x 40 x 15 cm



RACCORD CATHETER

สำหรับการผสมเทียมอัตโนมัติ

- ความยาว 490 มม.



1000 หน่วย/กล่อง

AI GEL

เจลหล่อลื่น



5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง



HIGIPAL

ผ้าเช็ดทำความสะอาด



150 ชิ้น/กล่อง
24 กล่อง/กล่อง



1,000 ชิ้น/กล่อง

เจลอัลตราซาวด์

พร้อมเครื่องจ่าย



5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง



ESPERMAPLUS

อาหารเสริมพิเศษสำหรับสุกรตัวผู้



> ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารระดับไมโคร, วิตามินและกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มการผลิตน้ำเชื้อในสุกรตัวผู้

“ สุกรตัวผู้จะอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม
เสมอ ”

3 kg
25 kg



แอป MAGAPOR

ฐานความรู้ได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์สุกร



ตัวแปล

คุณสามารถเปรียบเทียบตัวแปลคุณภาพน้ำเชื้อหลักของสุกรพ่อพันธุ์ของ
คุณกับฐานข้อมูลของสุกรตัวเมียมากกว่า 9000 ตัวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์



แบบสอบถามความคิดเห็น

ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสืบพันธุ์ของสุกรที่
แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบกับคำตอบจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันทั่วโลก



การเผยแพร่สิ่งพิมพ์

เข้าถึงห้องสมุดของสื่อสิ่งพิมพ์ทางเทคนิคในหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาก
ที่สุดที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ของสุกรซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

และอื่น ๆ อีกมากมาย ...

เข้าถึงรายงานการตรวจสอบแบบขยายของ Extender ได้ทันที,
ข่าวสาร, ภาพถ่าย ... และทั้งหมดนี้มีใน 18 ภาษา!



ดาวน์โหลดได้ในตอนนี้จาก
App Store



ดาวน์โหลดได้ในตอนนี้จาก
Google Play





Magapor S.L.
www.magapor.com

