



Magapor

แคตตาล็อกทั่วไป

V.07.26

MAGAPOR



Just for pigs

มากกว่า 35 ปีในการนำเสนอโซลูชันที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
สร้างสรรค์สำหรับการผสมเทียมในสุกร

จิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมของเราได้ขับเคลื่อนแผนวิจัยและพัฒนา เรามีสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยนักชีวเคมี, สัตวแพทย์,
วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ สำหรับภาคส่วนของเรา

จุดเด่นของเราก่อตั้งขึ้นจากคุณลักษณะและมุมมองสำคัญสามประการของปรัชญาของบริษัท :

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ของสุกร
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร
- บริการด้านเทคนิคโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้



แคตตาล็อกขององค์กร Magapor ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแคตตาล็อกนี้ สงวนสิทธิ์ทุกประการ

© Magapor, S.L. ผลิตภัณฑ์และบริการและข้อมูลในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแตกต่างไปจากภาพที่แสดงไว้

GESIPOR 360

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการผลิตปริมาณน้ำใช้อย่างครอบคลุม

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับโดยรวมในการผลิตน้ำเชื้อ



สุกรตัวผู้



การวิเคราะห์



การแจ้งข่าวสารละลาย



บรรจุกินท์



การติดตาม



การวางแผน



พันธศาสตร์



ผู้ปฏิบัติงาน

+ โมดูลการวิเคราะห์



รายงานเฉพาะตัวบุคคล
รายงานของศูนย์
ผลผลิต
การตรวจสอบสารสกัด

+ โมดูลการติดตาม




แผนสุขภาพ
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
การเยี่ยมชม
คลังสินค้า

+ โมดูลคำสั่งซื้อ



คำสั่งซื้อ
หมายเหตุการจัดส่ง
สต็อก
ข้อมูลการขนส่ง



+ DATA SERVICE



การปกป้องข้อมูล
การสำรองข้อมูลบนคลาวด์
การเข้าถึงข้อมูล 360

โปรแกรมคู่มือ
การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มคลาวด์
การเข้าถึงแอปพลิเคชันการจัดการ

> ปรับให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถควบคุมตัวแปรในการผลิตของพ่อพันธุ์สุกรทั้งหมดได้

- การคาดการณ์และกำหนดเวลาการสกัด
- กำหนดมาตรฐานและบันทึกกระบวนการผลิต (การวิเคราะห์, การแจ้งข่าวสารละลายและบรรจุกินท์)
- จัดการคำสั่งซื้อและหมายเหตุในการจัดส่ง
- ช่วยให้ผู้สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตปริมาณน้ำใช้อย่างสมบูรณ์
- เผื่อติดตามและควบคุมแผนสุขภาพของพ่อพันธุ์สุกร
- เสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านรายงานที่จัดทำเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะ:

- ผู้ใช้หลายคนและหลายศูนย์
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (อุปกรณ์ชิ้นงาน Magapor Integrated System)
- โหมดออนไลน์และออฟไลน์

ข้อดี:

- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
- ใช้งานง่าย
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยแผนกไอทีและวิจัยและพัฒนาของเรา

 PRACTICAL INNOVATION

ใช้งานง่าย,
ช่วยให้คุณ
จัดการการผลิต
และตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างเต็ม
ที่ในทุกที่ทุกเวลา
ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน

ระบบ วิชาการของ MAGAPOR



ระบบอัตโนมัติทั้งหมด: การตั้งเวลา + การรวบรวม + การวิเคราะห์ + การเจือจาง + บรรจุภัณฑ์



Gesipor ช่วยให้สามารถรวมกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเชื้อได้โดยอัตโนมัติด้วยการตรวจสอบย้อนกลับที่ถูกต้อง ตั้งแต่การรวบรวมจนกระทั่งไปยังฟาร์ม โดยใช้แนวคิดการทำงานของ Magapor Integrated System

กระแสน้ำไหลได้รับการดูแลและการผ่านซอฟต์แวร์ Gesipor เพื่อการควบคุมและวิเคราะห์ผลอย่างสมบูรณ์



เครื่องพิมพ์ ZEBRA

เครื่องพิมพ์ความร้อนเพื่อเชื่อมโยงกับ Gesipor



เครื่องชั่ง Gesipor

ปริมาณการหลังอัตโนมัติ



ป้ายกำกับ
รุ่นต่างๆ



เครื่องอ่านบาร์โค้ด

ป้อนข้อมูลอัตโนมัติใน Gesipor

ERGOS

การเก็บรวบรวมดัมมี่



ความสะดวกสบาย, ความทนทาน
และสุนามิย์ระหว่างการเก็บ



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm

 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- ออกประสงค์ สำหรับการรวบรวมด้วยตนเอง และการรวบรวมอัตโนมัติด้วย Autocollect
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สะดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับสุกรตัวผู้, ยึดติดกับพื้น

- เพื่อการรองรับกับปลอดภัยยิ่งขึ้น
- มีความทนทาน, ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็ว: สร้างจากสแตนเลสสตีล
- เหมาะสำหรับสุกรตัวผู้ใด ๆ: ปรับความสูงได้

การเลือกใช้อุปกรณ์เสริม



ERGOS RCA

ลดระยะเวลาและการบาดเจ็บ

การเก็บรวบรวมหุ่นจำลองด้วยระบบไฮดรอลิก



- การเพิ่มประสิทธิภาพต้นเวลา: มีส่วนช่วยในการปรับตัวของหนูป่าตัวผู้ให้เข้ากับหุ่นจำลองและลดระยะเวลาการติดคัง
- การบาดเจ็บน้อยลง: ลดจำนวนหนูป่าตัวผู้ที่มีปัญหาความทนทาน, ทำความสะอาดง่ายและ

- รวดเร็ว: สร้างจากสแตนเลสสตีล
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น: ปรับปรุงคุณภาพและปริมาณการหลัง เนื่องจากตำแหน่งของหนูป่าตัวผู้
- การฝึกและการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุง: หนูป่าตัวผู้สามารถเรียนรู้ได้โดยตรงเกี่ยวกับหุ่นจำลอง

- การผลิต
- ด้วยประโยชน์เช่นเดียวกับของหุ่นจำลอง Ergos



AUTOCOLLECT

ระบบสำหรับรวบรวมการหลั่งน้ำเชื้อ
อัตโนมัติ



เพิ่มปริมาณการผลิต
น้ำเชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้
ถึง 40%

ประกอบด้วยคู่มือการเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถติดตั้งภายในคัมมี่ Ergos และอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อตัด Autocollect Cervix และกระตุ้นเก็บอสุจิ

- มีตำแหน่งการเคลื่อนไหวที่คงที่หรือเป็นอิสระสำหรับสัตว์
- สุกรตัวผู้จะหลั่งออกมาหลังจากการหลั่งน้ำเชื้อ
- ตำแหน่งจะช่วยป้องกันกระตุ้นเก็บอสุจิที่เก็บรวบรวมจากการหลั่งของสุกรตัวผู้



> ข้อดีของคัมมี่ Ergos + Autocollect

- เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำเชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้ถึง 40%
- ช่วยให้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมจากสุกรตัวผู้ได้สองตัวในเวลาเดียวกัน
- ลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทำให้กระบวนการรวบรวมมีมาตรฐาน
- เหมาะสำหรับทุกสายพันธุ์และทุกสถานที่
- อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
- ถูกสุขอนามัย: ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของแบคทีเรียในการหลั่งน้ำเชื้อ
- ทำมาจากสแตนเลส



300 หน่วย/กล่อง
1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX

ความสะดวกสบายและสุขอนามัย

- ใช้แล้วทิ้ง, ช่วยปกป้องและป้องกันการบาดเจ็บของเพศผู้สุกรตัวผู้, ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างพอดีและเพิ่มการกระตุ้น
- ป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยการปรับปรุงสุขอนามัยระหว่างการเก็บ



› ERGOS MOBILITY

หุ่นตัวมีล้อเลื่อนได้

- พนักยัดสะดวก
- สะดวกสบายสำหรับสุกรตัวผู้
- แข็งแรงสร้างจากสแตนเลสสตีล
- ถูกสุขอนามัยทำความสะอาดง่าย



19 Kg
80 x 40 x 55 cm

21 Kg
95 x 50 x 60 cm



เสื่อกันส้ว

15 Kg
100 x 150 x 2 cm



กระติกเก็บอุณหภูมิสำหรับเก็บน้ำเชื้อ



FILTERBAG

50 ชิ้น/แพ็คเกจ



แผ่นกระจก ฟิลเตอร์

200 หนวย/กล่อง

Ø240 mm



GSP READER (เครื่องอ่าน GSP)

ระบุตัวผู้ปฏิบัติงานและสรุปตัวผู้ได้ทันที



เครื่องพิมพ์ GSP

เครื่องพิมพ์ความร้อนบลูทูธ

 18 x กล้อง

ພວກທຸກໆ GSP

สำหรับการระบุตัวผู้ปฏิบัติงาน




ແທ້ໆ GSP

สำหรับระบุตัวสุกรตัวผู้.



 10 หน่วย



MAGAVISION

ระบบ CASA สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่อง



รวดเร็ว,
ง่ายดายและแม่นยำ



MAGAVISION
tech

MAGAVISION
prem

MAGAVISION
elite



ระบบ
รอกำการของ
MAGAPOR
21 Kg
61 x 43 x 55 cm
+ SmartStage
23 Kg
68 x 43 x 63 cm

> ระบบ CASA สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ โดยมีการเรียนรู้ของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ สำหรับน้ำเชื้อสุกรโดยเฉพาะ

พร้อมวางจำหน่ายด้วยกัน 3 รุ่น (**tech, prem y elite**) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทุกรูปแบบ

ช่วยให้สามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์คุณภาพน้ำเชื้อหลักได้อย่างมีวัตถุประสงค์และเป็นมาตรฐาน:

- การเคลื่อนไหวทั้งหมด ทัวหน้า รายบุคคล และแบบวงกลม
- ความเข้มข้น
- ระบุตัวสุกที่เคลื่อนไหวได้ปกติ
- รูปแบบที่ผิดปกติ (ทั้งหมดหรือแยกกันอยู่กับรุ่น)
- จำแนกความเร็ว
- พารามิเตอร์อื่น (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- บันทึกและคำนวณการเกาะกลุ่มกัน

การวิเคราะห์การหลังที่สมบูรณ์:


- เป็นจริงและแม่นยำ
- การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

- ระบบจำนวนโดสที่ต้องการบรรจุ
- กล้อง 5MP เพื่อคุณภาพของภาพที่เหนือกว่า
- วิเคราะห์หัวต่อ 1 วินาทีที่ 60 เฟรม
- ปรับให้เหมาะกับความต้องการของศูนย์ใดๆ ได้อย่างคล่องตัว
- ผู้ใช้ประเภทต่างๆ
- จัดทำรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- ข้อมูลทั้งหมดสามารถเก็บการได้ในฐานข้อมูล Gesipor
- ใช้งานร่วมกับ SmartStage ได้



ไมคูอะโครโซม

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์อสุจิ



- ไมคู MagavisionML สำหรับการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ:
 - ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร
- ไม่จำเป็นต้องมีการเรืองแสงหรือการย้อมสี
- ระบุโครโซมที่สมบูรณ์และเสียหาย
- ระบบใช้ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ 40x ที่มีคอนทราสต์เฟสเชิงลบ
- ใช้งานได้กับ Magavision ทุกเวอร์ชัน
- ใช้งานร่วมกับ SmartStage ได้

SMARTSTAGE

แพลตฟอร์มแบบใช้มอเตอร์และให้ความร้อน



ตัวควบคุม




เครื่องอบ

- แสดงความเร็วสูงที่ทำงานด้วยมอเตอร์แบบมีการให้ความร้อนและการไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ Magavision
- ช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ได้หลายครั้งสูงสุดที่โดสและการหลัง 20 ครั้ง
- วิเคราะห์ตัวอย่าง 20 ตัวอย่างในเวลาไม่เกิน 5 นาที.
- ปรับเวลาไฟฟ้าอัตโนมัติให้เหมาะสม

MAGAVISION ONE

ระบบ CASA สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ



MAGAVISION
one



ระบบ
วิเคราะห์ของ
MAGAPOR

- > ระบบ CASA A ที่ง่ายกว่า สำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์คุณภาพน้ำเชื้อหลักที่รวดเร็วและแม่นยำ:
- การเคลื่อนไหวแบบตัวหนอนที่ครอบคลุมทั้งหมด
 - ความเข้มข้น
 - การจำแนกเอ็กทาดินชั้น

การวิเคราะห์การสั่นแบบเต็มรูปแบบและอย่างง่าย:

- เป็นจริงและแน่นอน
- การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
- ระบุจำนวนโคส
- วิเคราะห์อัตรา 0.5 วินาทีที่ 30 เฟรม
- กล้องจริง 1 เมกะพิกเซล

- อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel

Magavision One เป็นระบบ CASA ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน



ห้องนับจำนวน
5 การวิเคราะห์ต่อห้อง

25 หน่วย



ไมโครปีเปต
0.5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร

MAGASLIDE

แผ่นweigh



- ติดตั้งตัวควบคุม PID ที่นำเสนอการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำมาก และให้ความร้อนที่ละเอียดได้ขึ้น ในขณะทดสอบการสั่นไหว
- ตัวควบคุมที่แม่นยำขนาด 0.1°C.
- ผลิตจากสเตนเลสและโพลี
- การกระจายของอุณหภูมิที่เท่ากันทั่วพื้นผิวทั้งหมดของแผ่นweigh

CE

4,8 Kg
35 x 35 x 20 cm

2,5 Kg
จาน: 32,5 x 22,5 x 3,5 cm
เกอริโมล: 15 x 10 x 9,5 cm

MAGACELL

เครื่องวัดเนื้อ



การคำนวณปริมาณน้ำเชื้อ

- การอ่านค่าการดูดซับน้ำหรือข้อมูลของปริมาณโดยตรง
- เครื่องอ่านดิจิทัล LCD ความคมชัดสูง
- ความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณจำนวนโปรตีน

3 Kg
34 x 31 x 20 cm

ถ้วยรอง

ถ้วยรองแบ่งสี่เหลี่ยมมาตรฐาน

ไม่มีสีและโปร่งใสภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต

100 หน่วย/กล่อง

NUCLEOCOUNTER

การนับจำนวนเซลล์



กำหนดความเข้มข้นทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์ของ

ความมีชีวิตของน้ำสุกผ่านการเรืองแสง

- วิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำสุกใน 30 วินาที
- วิธีการวิเคราะห์โดยตรง
- การวิเคราะห์ที่ต่ำซ้ำได้สูง
- ไม่จำเป็นต้องมีการสอบเทียบ
- จำเป็นต้องมีหลอดปริมาณต่ำ
- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

วัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น:

- คอลัม (100 ชิ้น)
- รีเอเจนต์ (5 ลิตร)

กล้องจุลทรรศน์

ตามหลักวิทยาศาสตร์มีความแข็งแรงสูงและมีสัณฐานภาพพร้อมการควบคุม
แกนทั้งสองด้านสำหรับการโฟกัสแบบมาโครและไมโครเมตร



M03 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตาคุณภาพสูง

ด้วยเลนส์ CCIS และติดตั้งมาพร้อมโปรตฟวล์ คาร์บฟวล์ โพลาริซอร์ และคอนทราสต์ฟลอบ จึงเหมาะที่สุดกับการวิจัยและการผลิตโดส ปรับให้เข้ากับระบบ CASA และตัวเล็งทดสอบความชื้น

วัตถุประสงค์: เซลล์ 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า และ 10x เท่า

📏 40 x 20 x 40 cm / 8,6 kg

📏 40 x 58 x 26 cm / 10 kg



MASTER 7 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตาขั้นสูง

ด้วยเลนส์ UCIS และติดตั้งมาพร้อมโปรตฟวล์ คาร์บฟวล์ โพลาริซอร์ และคอนทราสต์ฟลอบ

ปรับให้เข้ากับระบบ CASA และตัวเล็งทดสอบความชื้น

วัตถุประสงค์: เซลล์ 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า และ 10x เท่า

📏 30 x 25 x 40 cm / 6 kg

📏 50 x 50 x 30 cm / 8 kg



MASTER 5 กล้องจุลทรรศน์แบบสามกระบอกตา

สำหรับการวิเคราะห์น้ำเชื้อและการผลิตโดส

ตัวเล็งทดสอบแบบโพลาไรซ์

วัตถุประสงค์: 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า

📏 30 x 25 x 40 cm / 6 kg

📏 50 x 50 x 30 cm / 8 kg



MASTER 3 กล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตา

เหมาะกับการใช้งานเป็นประจำสำหรับอุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวและคอนทราสต์ของน้ำเชื้อ

วัตถุประสงค์: 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า

📏 38 x 21 x 23 cm / 5 kg

📏 43 x 31 x 25 cm / 6 kg



เตาอบฆ่าเชื้อ

80 - 140 l



ไมโครปิเปตอิเล็กทรอนิกส์



ช่องนับเซลล์เบอร์เกอร์



น้ำมันสำหรับแช่

30 ml



สีย้อม EOSIN-NIGROSIN

25 ml



ไมโครปิเปต



ปิเปต



สไลด์และแผ่นปิด



เคสลิ้น



สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง

Spermax, Duragen และ Vitasem




- Spermax, Duragen หรือ Vitasem ประสิทธิภาพสูง ให้การปกป้องสูงสุดเพิ่มความสามารถในการปฏิสนธิสูงสุดของปริมาณน้ำเชื้อและมีส่วนช่วยในการผสมสฤกรในฟาร์มอย่างเนนออน



ให้ผลการปฏิสนธิมากที่สุด

สร้างความแตกต่างในการควบคุมคุณภาพ
Magapor ดำเนินการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดสำหรับสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง



ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด



SPERMAX

Spermax เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อรุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดย Magapor

สูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ประกอบด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ, ตัวป้องกันเยื่อเมมเบรนและสารตั้งต้นของพลังงานรุ่นล่าสุด

- รักษาการทำงานของไมโทคอนเดรียภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของสุจิกับระบบสืบพันธุ์ของเพศเมีย
- ปกป้องตัวสุจิในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง รับประกันความมีชีวิตสูงสุดเมื่อปฏิสนธิ
- ให้พลังงานสูงสุดสำหรับตัวสุจิและการป้องกันในระยะยาวสำหรับปริมาณน้ำเชื้อสุจิ
- ปรับปรุงปฏิกริยาต้นเชื้อแบคทีเรีย

Spermax จะให้ความหมายเหมือนกันกับความอ่อนใจระหว่างการจัดเก็บและการขนส่งในระยะทางไกล, รับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



DURAGEN

Duragen ให้การป้องกันปริมาณน้ำเชื้ออย่างมีนัยสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สูตรนี้เป็นการผสมผสานที่สมดุลระหว่างสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันเยื่อเมมเบรนที่จะ

- ให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการเสื่อมสภาพของสเปิร์มเพราะกระบวนการออกซิเดชันของเยื่อเมมเบรนของสุจิ
- หลีกเลี่ยงการเก็บตัวสุจิก่อนกำหนดในสถานการณ์ที่มีความต้องการมากที่สุด
- มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่กว้างขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับการปกป้องมากขึ้น

Duragen ป้องกันความเครียดจากความร้อนก่อสุจิสามารถรับได้ เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำเชื้อโดยการเจือจางในสองขั้นตอน



VITASEM

VitaseM เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูงตัวแรกของเรา

แสดงถึงการก้าวกระโดดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเมื่อเทียบกับสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อระยะสั้นและระยะกลาง ความสำเร็จของ VitaseM ขึ้นอยู่กับสูตรซึ่ง:

- ปกป้องสุจิจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
- มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันเยื่อเมมเบรน
- มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะที่ทำให้มั่นใจได้ว่า มีการรักษาน้ำเชื้อ

VitaseM ช่วยมั่นใจใจในการเก็บรักษาปริมาณน้ำเชื้อที่ถูกต้อง



รูปแบบที่มีให้บริการ



ขนาดบรรจุภัณฑ์

	กล่องเล็ก	กล่องใหญ่
1 ลิตร	25 ซอง	6 กล่องเล็ก
5 ลิตร	-----	60 ซอง
100 ลิตร	-----	3 ซอง

	กล่องเล็ก	กล่องใหญ่
1 ลิตร	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39.5 x 23.5 x 30 cm - 8 Kg
5 ลิตร	-----	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg
100 ลิตร	-----	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg



HIGH
PERFORMANCE
EXTENDERS

ค่า pH ที่เหมาะสม

6,9 - 7,5

เวลาการทำให้สุก

15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด

290 - 320 (mOsm/Kg)

BRIX

3,8 - 4,5

OPTIMIA และ BIOPIG

Magapor Extender สำหรับเก็บรักษาน้ำเชื้อ



OPTIMIA

สารละลายช่วยสภาพสpermatozoa โดยเฉพาะของ Magapor เพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อ สัตว์นี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียและควบคุมความจุและส่งผลให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในปริมาณน้ำเชื้อที่ผลิต

ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพของ Magapor



BIOPIG

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ BTS ที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมการป้องกันยาปฏิชีวนะในวงกว้าง

ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพของ Magapor

**OPTIMIA
BIOPIG**

ค่า pH ที่เหมาะสม	เวลาการทำให้เสถียร	ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด	# BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	325 - 350 (mOsm/Kg)	4,2 - 4,9



รูปแบบที่ มี ให้บริการ

กล่องใหญ่	
1 ลิตร	200 ซอง
5 ลิตร	60 ซอง
100 ลิตร	3 ซอง



ขนาดบรรจุภัณฑ์

กล่องใหญ่	
1 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 10,5 Kg
5 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14,5 Kg



DICOL

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อสำหรับเก็บน้ำเชื้อ



โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันและการต่อสู้กับการปนเปื้อน



Dicol เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด ซึ่งคิดค้นโดย Magapor เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน

ใช้เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อเพื่อการเก็บรวบรวมในระหว่างขั้นตอนการเก็บรวบรวมซึ่งรับประกันการฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วและควบคุมการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อนที่จะเจือจางจนสุดท้ายด้วยสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ Magapor ตามปกติ



กล่องเล็ก: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
กล่องใหญ่: 39.5 x 23.5 x 30 cm 8 Kg




รูปแบบสำหรับ 1 สตร
25 ซอง x 6 กล่องเล็ก




สุกรพ่อพันธุ์ที่มีปัญหาการปนเปื้อนสามารถดำเนินการผลิตน้ำเชื้อต่อไปได้ด้วยผลผลิตที่ดีต่อฟาร์มเนื่องจากการใช้ DICOL

ค่า pH ที่เหมาะสม	เวลาการทำไฮสเกียส	ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด	ความนำไฟฟ้าในสารละลาย	°BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5



น้ำเชื้อที่ได้รับการดำเนินการด้วย Dicol



น้ำเชื้อที่ปนเปื้อน

EXTENDERBOX M2

อุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมีระยะเวลา

ให้ปริมาณสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่ต้องการตามอุณหภูมิที่ต้องการ, ได้รับความคุ้มค่าใหม่อย่างแม่นยำและไม่ต้องรอ

เวลา

PRACTICAL INNOVATION



> อุปกรณ์ในการเตรียมตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่ทันที และที่อุณหภูมิที่ต้องการโดยใช้แนวคิดของตัวขยายแบบหมุน

ประกอบด้วยสองโมดูล ได้แก่ โมดูลหนึ่งเพื่อให้ความร้อนแก่กันในทันทีและอีกโมดูลหนึ่งบีบอัดสองที่ตัวควบคุมโดยเครื่องซึ่งความแม่นยำสูงสองเครื่องซึ่งจ่ายน้ำและตัวขยายหมุนเพื่อให้ได้ตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่

ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ:

- ความเร็วในการจ่ายสูง 160 ลิตร/ชม. ในกระบวนการผลิตมาตรฐาน
- ให้ความร้อนเฉพาะน้ำที่ต้องการในทันที

ความแม่นยำ:

- ปริมาณโคสที่แน่นอน (+/- 1 กรัม)
- เครื่องซึ่งความแม่นยำสูงสองเครื่อง
- ความแม่นยำในการจ่ายสูงเมื่อพิจารณาจากความหนาแน่นของตัวขยายแต่ละตัว

ความปลอดภัยและสุขภาพ:

- วงจรแบบเปิดที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำ
- ทำจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส



ระบบ
รายการของ
MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ตัวขยายแบบหมุน

- คุณจะได้รับเฉพาะตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่ที่คุณต้องการ
- คุณสามารถบันทึกตัวขยายความเข้มข้นที่ไม่ได้ใช้
- การเตรียมการเร็วขึ้นมาก
- ระบบช่วยเหลือสำหรับการเตรียมตัวขยายความเข้มข้น

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



230 V - 50-60 Hz - 2000w
การไหลสูงสุด 200 L/h*
ความจุเครื่องซึ่งสูงสุด 20 Kg
ความละเอียด +/- 2gr
*ไม่มีการหยุดการผลิต


E-MIX

เครื่องกวนสารด้วยสนามแม่เหล็ก



เครื่องกวนสารด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูงสำหรับการเตรียมสารเจือจางชนิดเข้มข้น

- ผลิตจากสแตนเลสสตีล เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย พร้อมทั้งช่วยให้ถูกสุขลักษณะและมีความทนทานมากยิ่งขึ้น
- โครงสร้างแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 กก.
- ติดตั้งตัวปรับความเร็วแบบโพเทนชิโอเมเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง สำหรับปรับความเร็วในการกวน
- มอเตอร์กำลังสูงสำหรับการเจือจางได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถกวนสารเจือจางชนิดเข้มข้นในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



แรงดันไฟฟ้า: 220/110 V
กำลังไฟฟ้า: 150 W
ความเร็วสูงสุด: 500 รอบ/นาที

เครื่องเขย่าแบบวงโคจร



เครื่องเขย่าแบบวงโคจรสำหรับทำให้สารเจือจางที่เตรียมแล้วมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

- อุปกรณ์ Extenderbox M2 ส่งคำสั่งการทำงานโดยตรง พร้อมกำหนดความเร็วและระยะเวลาในการกวนโดยอัตโนมัติ ตามโปรแกรมการเจือจาง
- ใช้งานง่าย
- ถาดพร้อมแผ่นยางกันสั่นสำหรับยึดภาชนะให้มั่นคงและป้องกันการหก
- รองรับการทำงานได้ถึง 15 กก.
- มีรุ่นที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Extenderbox



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



แรงดันไฟฟ้า: 24 V
กำลังไฟฟ้า: 70 W

E-DISPENSER

อุปกรณ์เก็บน้ำเชื้อที่มีความแม่นยำสูงสุด



> ให้ปริมาณที่ต้องการด้วยความเร็วสูงและแม่นยำมากด้วยปั๊มสูญญากาศของเหลวแบบรีดที่ก่อที่มีอัตราการไหลสูงในตัวและสเกลที่มีความแม่นยำ

การเชื่อมต่อ

สามารถป้อนข้อมูลงานผ่าน:

- หน้าจอสัมผัส
- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านอีเทอร์เน็ต การส่งคำสั่งงานผ่าน Gesipor 360
- การอ่านบาร์โค้ด



ระบบ
รายการของ
MAGAPOR

29 Kg
40 x 37 x 29 cm

32 Kg
60 x 42 x 52 cm



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

50/60 Hz | 250W | 110/230 V

การไหลที่ กำหนด/สูงสุด 10
ลิตร/นาที่ (น้ำกลั่น)

ความจุและความละเอียดสูงสุด
ของเครื่อง 20 kg +/- 2gr

EASYDIL

ถังสำหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่สร้างขึ้นใหม่



> อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการอุ่นและผสมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อได้ถึง 100 ลิตร

- สร้างจากสเตนเลสทั้งหมด
- มีเครื่องกวนแม่เหล็ก
- ตัวควบคุมอุณหภูมิชนิด PID สำหรับการควบคุมที่แม่นยำโดยมีความผิดพลาดที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่า +/- 0,5°
- ช่องไฟเปิดสำหรับเติมน้ำและกวนเหลว
- สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าได้



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

230 V | 50/60 Hz

กำลังไฟ 750W

ความแม่นยำ +/- 0,5°C

ความเร็วของเครื่อง 0-400 rpm

เวลาอุ่นเครื่อง: 100 ลิตร 3-4 ชม

OSMO6

อุปกรณ์ออสโมซิสผันทกลับ (Reverse osmosis)

- อุปกรณ์ผลิตน้ำกลั่นประเภท II (ASTM) โดยใช้น้ำดื่มจากแหล่งจ่ายน้ำสาธารณะ
- ติดตั้งเป็นระบบออสโมซิสผันทกลับ (จาก 240 ลิตร/วัน)
- ตัวเครื่องประกอบได้ง่ายเพื่อการเข้าถึงตัวกรองและการเปลี่ยนที่สะดวกง่ายดาย
- การอ่านค่าการนำไฟฟ้าทันที 3 จุด
- การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม RS232
- ถังสแตนเลสพร้อมเซ็นเซอร์วัดระดับและหลอดอัลตราไวโอเลตตั้งแต่ 100 ลิตร (เป็นอุปกรณ์เสริม)
- การติดตามตรวจสอบการผลิตผ่านแอป Magapor

OSMO6 ใช้ชุดตัวกรองและชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อให้ได้น้ำที่ผลิตได้คุณภาพสูงสุด:

- คัดลบล้างสภาพท่อน้ำกับมันดัมเบด
- คัดลบล้าง
- คัดลบล้างโครมิก
- เยื่อเมมเบรนออสโมซิสผันทกลับ

ความต้านทานของน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้คือ $\geq 5 \text{ M}\Omega\text{cm}$ ที่ 25°C

น้ำที่ผลิตได้มีคุณสมบัติตรงหรือเกินกว่ามาตรฐาน ASTM, CAP, CLSI and ISO 3696/BS 3997



CE

15 Kg
52 x 30 x 50 cm

17 Kg
34 x 60 x 60 cm

PRE-OSMO6

การบำบัดน้ำภายนอก

- การเตรียมการภายนอกเพิ่มเติมสำหรับ OSMO6 ออกแบบมาสำหรับสถานที่ที่มีคุณภาพน้ำเบื้องต้นไม่ตรงตามพารามิเตอร์คุณภาพพื้นฐาน และจำเป็นต้องขยายขั้นตอนการบำบัดเบื้องต้น



CE

47 x 47 x 19 cm

BM 20

อ่างน้ำ

- อ่างน้ำอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ของตัวอย่างการหลังและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
- ทำจากสแตนเลสทั้งหมดเพื่อสุขอนามัยและความทนทานที่ดีเยี่ยม
- ความจุขนาด 20 ลิตร
- การควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลพร้อมตัวควบคุมความแม่นยำสูงแม่นยำถึง 0.1°C
- ช่วงอุณหภูมิ $25-40^\circ\text{C}$.



CE

12 Kg
55 x 38 x 22 cm

13 Kg
60 x 40 x 28 cm



BP-02

เป็นแบบเพอร์สตีลติก

80 - 140 l



เครื่องกวนแม่เหล็ก

แบบให้ความร้อน



น้ำกลั่น

น้ำกลั่นประเภทที่ 2

5L
4 x ถัง



สีย้อม

สำหรับการทำเครื่องหมายปริมาณ

20 ml



ขวดโหลและกระป๋อง

สำหรับ 3 และ 5 ลิตร



SAVOGERM

สบู่ที่มีค่า pH เป็นกลาง

5L
4 x ถัง



ถุงมือ

ถุงมือไนล่อนหรือยางลาเท็กซ์แบบใช้แล้วทิ้ง



กระป๋อง 100 ลิตร

ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง 100 ลิตร

BAGMATIC N40

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและการติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ 1200 ชิ้น / ชั่วโมง



> ความเร็วและความแม่นยำสูงสุดในบรรจุภัณฑ์

- บรรจุได้ถึง 1,200 หน่วยต่อชั่วโมง
- ความแม่นยำในการจ่ายยาสูง +/- 1 กรัม
- บีบอัดเปปเปอร์บอว์เตอร์แบบใหม่ แม่นยำยิ่งขึ้นและเรียบยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ:

- ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อการวินิจฉัยเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากพีซี

ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น:

- หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ 10 นิ้ว และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ระบบไฟส่องสว่างเพื่อมองเห็นข้อมูลที่สำคัญและเห็นภาพสถานะอุปกรณ์

แข็งแรง กระชับ และทำความสะอาดง่าย:

- สร้างจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส
- เครื่องตัดฉลากอยู่ภายในอุปกรณ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านประตูที่ถอดออกได้ช่วยป้องกันการกระเด็น

ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย:

- กลไกการบำรุงรักษาต่ำ
- ติดตั้งเครื่องตรวจสอบจับถุงและช่องไหล
- ระบบหมุนเกลียวที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ใช้ถุงแรกและถุงสุดท้ายในมือ
- เกฟลอนชนิดคงที่ในตัว



ระบบ
รวมการของ
MAGAPOR

85 Kg
140 x 50 x 92 cm

95 Kg
60 x 80 x 130 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
แรงดันไฟฟ้าเบตัก 6-8 บาร์

ไม่จำเป็น:

- เครื่องชั่งแบบปรับเทียบอัตโนมัติ
- ก๊าซเฉื่อย
- บีบอัดอากาศสำหรับเอทอโรสเฟอรัส

ใช้งานได้ทั้งถุงน้ำเชื้อ (ไม่เกิน 90 มล.) และถุงเล็ก (สูงสุด 45 มล.)

SIMPLYMATIC N2

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ 900 หน่วย/ชั่วโมง



โซลูชันที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับกระบวนการบรรจุหีบห่อโดยอัตโนมัติ

PRACTICAL INNOVATION



CE

65 Kg
120 x 50 x 75 cm

75 Kg
60 x 80 x 130 cm

> รวดเร็ว, สะดวกและทนทาน:

- โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานด้วยส่วนประกอบของอลูมิเนียมและสแตนเลสสตีล
- โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานในโปรไฟล์อลูมิเนียมและสแตนเลสสตีล



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
แรงดันไฟฟ้าแมตทิก 6-8 บาร์
มีขนาด 1250 มม

SIMPLYBAG E1

การบรรจุน้ำสุญญากาศอัตโนมัติ



CE

25 Kg
91 x 38 x 59 cm

- อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งอัตโนมัติสำหรับบรรจุน้ำเชื้อ
- ผู้ใช้เพียงแค่วางถุงออกจากกัน ในขณะที่เครื่องทำงาน ถุงจะถูก
- บรรจุโดยอัตโนมัติแบบสุญญากาศที่ควบคุมเวลา

SEMENBAG และ SMALLBAG

ถุงบรรจุน้ำเชื้อที่มีการควบคุมความเป็นพิษต่อการเกิดซ้ำ (RTC)



ภาชนะบรรจุที่มี
RTC



> ด้วยผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด ทำให้ Semenbag และ Smallbag เก็บรักษาน้ำเชื้อไว้นานได้ยาวนานที่สุด บรรจุภัณฑ์และรูปแบบที่พัฒนามาขึ้นเพื่อ

ความสะดวกสบายของสุกรพ่อพันธุ์

- ถุงน้ำเชื้อ Semenbags และ Smallbags อัตโนมัติบรรจุเนื้อละ 1250 ชิ้นช่วยให้ผู้ดูแลประหยัดเวลาในการเปลี่ยนเนื้อ

- บรรจุภัณฑ์ทำภายนอกออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่และใช้งานได้ง่ายมากทั้งเมื่อเปลี่ยนเนื้อ



SEMENBAG อัตโนมัติ

1 ม้วน x 1250 หน่วย 6,5 Kg 41 x 41 x 30 cm



SMALLBAG อัตโนมัติ

1 ม้วน x 1250 หน่วย 6,5 Kg 41 x 41 x 30 cm



SEMENBAG ทำด้วยมือ

พรีคัท

3 ม้วน x 500 หน่วย 9,3 Kg 60 x 40 x 28 cm



RTC

การควบคุมความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์



RTC เป็นชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่ Magapor ดำเนินการในระดับเคมีและชีวภาพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชาราโกซา, บบบรรจุกัมมันต์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ "ปลอดภัยสำหรับการสืบพันธุ์"

กระบวนการที่เพิ่มระดับประกันผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการมีอยู่ของ Phthalates, Bisphenol A, Badge, Cyclic lactone และ Nonylphenol ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยวิธีการเคลื่อนย้ายปริมาณน้ำเชื้อ



TH-SEM

การตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์



252 g
11 x 9 x 5 cm

197 g
10,5 x 8,5 x 3,5 cm



> อุปกรณ์สำหรับวัด บันทึก และประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นของห้องเก็บรักษา โดส และระบบติดตั้ง

- ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์อยู่นอกช่วงที่กำหนด
- อนุญาตให้แสดงประวัติอุณหภูมิทั้งหมด
- การเชื่อมต่อผ่านการส่งข้อมูลมือถือ NB-IoT

แอป MAGAPOR

ด้วยแอป Magapor คุณสามารถ

- ดำเนินการกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยวิธีที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ดู กรอง ซิงโครไนซ์ และดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
- อนุญาตให้เข้าถึงผู้ใช้หลายคน
- กำหนดค่าที่อยู่อีเมลสำหรับการเตือน
- ส่งออกข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบ PDF หรือ Excel



กุลเลอร์สำหรับน้ำเชื้อ

อุปกรณ์ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการช็อกจากความร้อนและรักษาน้ำเชื้อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม. การควบคุมอุณหภูมิด้วยโซนที่เป็นกลางซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการใช้งานของคอนเพรสเซอร์

- การหมุนเวียนอากาศเพื่ออุณหภูมิที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ
- เทอร์โมสตัทพร้อมสัญญาณเตือน
- ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1°C. อุณหภูมิภายในช่วง 15-40°C



Z-100

- ปริมาณที่กักเก็บ: 131 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 280
- กำลังไฟ: 92 วัตต์

26,5 Kg
55,3 x 57,4 x 84,5 cm

30 Kg
59,3 x 58 x 88 cm



Z-300

- ปริมาณที่กักเก็บ: 241 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 520
- กำลังไฟ: 200 วัตต์

36 Kg
54 x 55 x 143 cm

40 Kg
57 x 59 x 147 cm



Z-450

- ปริมาณที่กักเก็บ: 344 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 680
- กำลังไฟ: 270 วัตต์

70 Kg
60 x 74 x 185 cm

72 Kg
72 x 76 x 190 cm



Z-600

- ปริมาณที่กักเก็บ: 520 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 820
- กำลังไฟ: 292 วัตต์

85 Kg
78 x 74 x 186 cm

93 Kg
82 x 78 x 210 cm



COOL BOX

NT-30



- ความร้อนและความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกของเซลล์เพลเทียร์
- ตัวควบคุมดิจิทัลที่มีความละเอียด 0.1°C
- โซนที่เป็นกลางในตัวซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของกล่องและยืดอายุการใช้งาน
- องค์ประกอบการระบายความร้อนที่ปราศจากสาร CFC
- กำลังไฟ: 75 / 65-80 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า 220 VAC/12-24 โวลต์กระแสตรง
- ความถี่ 50/60 เฮิรท์
- การใช้พลังงานไฟฟ้า 4 แอมแปร์
- ปริมาณที่กำหนด: 34 L
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 120



 10 Kg
55 x 38 x 46 cm

 11,2 Kg
58 x 40 x 49 cm

NT-110



- ทำความร้อนและระบายความร้อนด้วยวงจรการอัดแก๊ส
- ตัวควบคุมดิจิทัลที่มีความละเอียด 0.1°C
- โซนที่เป็นกลางในตัวซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของกล่องและยืดอายุการใช้งาน
- องค์ประกอบการระบายความร้อนที่ปราศจากสาร CFC
- กำลังไฟ: 220/75 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า 100-240 VAC/12-24 โวลต์กระแสตรง
- ความถี่ 50/60 เฮิรท์
- การใช้พลังงานไฟฟ้า 10 แอมแปร์
- ปริมาณที่กำหนด: 95 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 435

*จำเป็นต้องตัดตั้งไฟฟ้าในรถก่อน



 34 Kg
91,2 x 53,6 x 50 cm

 38 Kg
100 x 58 x 51 cm



สายสวนโพลี
มี/ไม่มีอะแดปเตอร์

มีอะแดปเตอร์ 800 หน่วย/กล่อง
ไม่มีอะแดปเตอร์ 1000 หน่วย/กล่อง
11 Kg
40 x 60 x 46 cm



สายสวนโพลีเคลือบ

500 หน่วย/กล่อง
7 Kg
40 x 60 x 26 cm



สายสวนเกลียวสีเหลือง

1000 หน่วย/กล่อง
18 Kg
40 x 60 x 46 cm



สายสวนเกลียวสีส้ม

1000 หน่วย/กล่อง
20 Kg
40 x 60 x 46 cm



iGREEN®
ecocatheter

สายสวน iGREEN
Ecocatheter

สายสวนแบบแรกที่มีหัวแบบย่อยสลาย
ได้สำหรับการเปรียบเทียบสูง

**PRACTICAL
INNOVATION**

500 หน่วย/กล่อง
6 Kg
40 x 80 x 35 cm

สายสวนสำหรับการผสมเทียมหลังคอมดลูก

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ทำงานด้านการผสมเทียมหลังคอมดลูก



MAGAXS



MAGAPLUS S

- ออกแบบและความยืดหยุ่นเพื่อการผสมเทียมที่ทำได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อแม่สุกร



1000 หน่วย/กล่อง



7 Kg
20 x 80 x 22 cm

MAGAX



MAGAPLUS

- ไม่จำเป็นต้องใช้สายสวนนำทาง



1000 หน่วย/กล่อง



9 Kg
20 x 82 x 25 cm



MAGAXN



MAGAPLUS N

- ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉพาะสำหรับแม่สุกรที่ไม้ตั้งครรภ์




1000 หน่วย/กล่อง



7 Kg
20 x 80 x 22 cm

MAGAXDD



MAGAPLUS DD

- การตรวจสอบการสะบองครั้งสำหรับการผสมเทียมภายในมดลูกส่วนลึก



100 หน่วย/กล่อง



2.4 Kg
Ø 13 x h 150 cm

FARMVISION

ระบบวีชันซิสเต็มแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ



> ระบบวีชันซิสเต็มแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ

FarmVision ช่วยดำเนินการควบคุมสถานะน้ำเชื้อตามปกติก่อนการผสมเทียม

อุปกรณ์ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือ "FarmVision" แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คุณส่งคำสั่งวิเคราะห์ และระบบจะระบุปริมาณยาที่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของตัวอย่าง


- ให้การควบคุมปริมาณที่มากขึ้น ปรับปรุงโปรโตคอลในฟาร์ม
- ดำเนินการวิเคราะห์อย่างแม่นยำในเวลาน้อยกว่า 1 นาที
- อุปกรณ์นี้มีแผ่นทำความร้อนแบบบูรณาการเพื่ออุ่นตัวอย่างและวัสดุวิเคราะห์

เครื่องประดับ:

- 1 กล่องงองห้อยนับจำนวน (125 วิเคราะห์)
- 1 ไมโครปีเปตปริมาตรแปรผัน 0,5-10 µL
- หัวบีบไมโครปีเปต (1000 ชิ้น)
- ไมโครทิวบ์ขนาด 1.5 มล. (100 ชิ้น)

FarmVision Data Service

บริการสำหรับประมวลผลการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถดูการวิเคราะห์และรายงานจากผู้ใช้งานและอุปกรณ์พกพาต่างๆ ได้



MAGASCAN

เครื่องอัลตราซาวด์ Wi-Fi

- ความลึก: ปรับได้ 100-180 มม.
- ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือ (แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน)
- การวัดระยะทางพื้นที่และสูตรศาสตร์
- เครื่องมือตรวจสอบและเก็บเลือดกันน้ำ
- ให้ภาพมีคุณภาพสูง
- พร้อมขนาด 8 นิ้วและฝาครอบป้องกัน
- พร้อมกระเป๋าพกพา



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm

3 Kg
50 x 40 x 15 cm



FAT SCAN

เครื่องสแกนไขมันต้นหลัง

- วัดความหนาเป็นมิลลิเมตรและชั้นไขมันหลังคัยอัลตราซาวด์
- ช่วงการวัด: 4 ถึง 40 มม.
- แสดงผลไปโหมด M
- ระยะเวลาทำงานยาวนานถึง 22 ชั่วโมง
- รวมคอสถัณฑ์และกระเป๋าหิ้ว

2,1 Kg
35 x 36 x 22 cm



RACCORD CATHETER

สำหรับการผสมเทียมอัตโนมัติ

- ความยาว 490 มม.



1000 หน่วย/กล่อง



AI GEL

เจลหล่อลื่น



5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง



HIGIPAL

ผ้าเช็ดทำความสะอาด



150 ซีม/ท่อ
24 ห่อ/กล่อง



1,000 ซีม/หลอด



เจลอัลตราซาวด์

พร้อมเครื่องจ่าย



5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง

BLUE LINE

การแก้ปัญหาทางธรรมชาติแนวใหม่



ESPERMAPLUS

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับหมูป่าตัวผู้โดยเฉพาะ

อาหารเสริมโภชนาการ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของหมูพ่อพันธุ์คุณภาพสูง ช่วยเพิ่มทั้งการผลิตสเปิร์มและความต้องการทางเพศ

📦 25 kg
กระสอบขนาด 40 x 12 x 70 / 25 kg

📦 5 กระสอบ กระสอบละ 1 กก. ต่อ
กล่อง 30 x 21 x 22 / 5,3 kg



PHEROBOAR

ฟีโรโมนหมูป่าตัวผู้

ชุดฟีโรโมนสังเคราะห์สำหรับตรวจสอบสัตว์ในสุกรเพศเมีย ช่วยเพิ่มความอดทนสมบูรณ์และลดวันไม่ผสมผล มีสีขมสีน้ำเงินเพื่อทำเครื่องหมายสุกรที่ได้รับการรักษา

📦 ขวด 100 มล. (การใช้นาน 300 ครั้ง)

📦 ขวด 100 มล. (การใช้นาน 300 ครั้ง)
15 x 7,5 x 17,5 cm



VITALPIG

อาหารเสริมพลังงานสำหรับลูกสุกร

ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมเหลืองตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ซึ่งเป็นการลดอัตราการตายก่อนหย่านม ประกอบด้วยวิตามินซีพลังงาน วิตามิน และตัวกระตุ้นการเผาผลาญที่ดูดซึมได้สูง ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับลูกสุกรที่กำลังอ่อนแอและเครียด

📦 ขวด 250 มล.

📦 แพคเกจ 6 ขวด
1,7 kg / 19 x 13 x 14 cm



BLUESKIN

น้ำยาใช้ภายนอกสำหรับการดูแลผิวหนัง

น้ำยากาผิวจากธรรมชาติ สำหรับการฟื้นฟูผิว สูดผสมส่วนผสมที่ช่วยบำรุงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว มีน้ำมันหอมระเหย P. citrodorum ที่ช่วยไล่แมลงบริเวณที่ทา

📦 ขวด 250 มล.

แอป MAGAPOR

ฐานความรู้ได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์สุกร



📊 ตัวแปร

คุณสามารถเปรียบเทียบตัวแปรคุณภาพน้ำเชื้อ
หลักของสุกรพ่อพันธุ์ของคุณกับฐานข้อมูลของสุกร
ตัวผู้มากกว่า 9000 ตัวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์



แบบสอบถามความคิดเห็น

ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสืบพันธุ์ของสุกร
ที่แตกต่างโดยเปรียบเทียบคำตอบจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้เพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันทั่วโลก



การเผยแพร่สิ่งพิมพ์

เข้าถึงห้องสมุดของสื่อสิ่งพิมพ์ทางเทคนิคในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่มีผลต่อการสืบพันธุ์
ของสุกรซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

และอื่น ๆ อีกมากมาย ...

เข้าถึงรายงานการตรวจสอบแบบช่วง Extender ได้
ทันที, ข่าวสาร, ภาพถ่าย ... และทั้งหมดนี้ใน 18 ภาษา!



ดาวน์โหลดได้บนนี้จาก
App Store



ดาวน์โหลดได้บนนี้จาก
Google Play





Magapor S.L.

www.magapor.com

